

Mesa de centro Adapta


Sobre o produto

A Mesa de Centro Adapta completa ambientes coletivos de espera ou decompressão com leveza e durabilidade, e compõe facilmente com assentos e mesas da linha DNA. Produzida em aço carbono com pintura eletrostática de alta resistência e tampo em MDP revestido em laminado melamínico de baixa pressão, garante resistência ao uso intenso, além de praticidade na limpeza e manutenção diária. Com capacidade de carga de até 20 kg distribuídos uniformemente, conta com sapatas reguláveis que permitem o nivelamento preciso em diferentes pisos, assegurando estabilidade e conforto em qualquer situação. Compacta e robusta, é indicada para recepções, salas de convivência, áreas de espera, espaços corporativos e ambientes educacionais.

Linha: DNA

*Imagens meramente ilustrativas.

Dimensões



Materiais e acabamentos



Aço carbono com pintura eletrostática de alta resistência e durabilidade.



MDP revestido de laminado melamínico de baixa pressão, em diversas opções de cores.

Garantia

1 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação. A avaliação das avarias notificadas pode ser feita em um prazo de até 30 dias.

Conservação e limpeza

- Limpar com pano macio umedecido com água e detergente líquido neutro e, em seguida, secar com um pano limpo e seco;
- Não utilizar objetos pontiagudos ou materiais abrasivos, como esponja de aço ou esponjas ásperas, e tampouco produtos com cera, silicone, solventes ou saponáceos;
- Não deixar os produtos e estofados expostos a raios solares, umidade, maresia, chuva e demais intempéries, uma vez que essas condições podem danificar o móvel, manchar a pintura, causar ferrugem nas estruturas e provocar outros danos às superfícies — exceto produtos específicos para áreas externas;
- Evitar sobrecarga, distribuindo o peso uniformemente sobre o produto, prateleiras e gavetas, quando houver;
- Não arrastar o móvel ao movimentá-lo e reapertar os parafusos sempre que necessário.