

Mesas de apoio Adapta


Sobre o produto

As mesas de apoio Adapta foram desenvolvidas para criar ambientes em conjunto com a variedade de assentos da linha DNA, favorecendo espaços acolhedores e funcionais. Produzidas em aço carbono e tampos em MDP, oferecem resistência e durabilidade. Suas sapatas de altura regulável permitem nivelamento preciso em diferentes tipos de piso, garantindo estabilidade no uso diário. A mesa alta pesa 16 kg e a baixa 9 kg, com capacidade de carga de até 20 kg distribuídos uniformemente. Leves, versáteis e práticas, são ideais para salas de reunião, áreas de espera, recepções e saguões corporativos ou educacionais.

Linha: DNA

*Imagens meramente ilustrativas.

Dimensões



Materiais e acabamentos

	Aço carbono com pintura eletrostática de alta resistência e durabilidade.
	MDP revestido de laminado melamínico de baixa pressão, em diversas opções de cores.

Garantia

1 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação. A avaliação das avarias notificadas pode ser feita em um prazo de até 30 dias.

Conservação e limpeza

- Limpar com pano macio umedecido com água e detergente líquido neutro e, em seguida, secar com um pano limpo e seco;
- Não utilizar objetos pontiagudos ou materiais abrasivos, como esponja de aço ou esponjas ásperas, e tampouco produtos com cera, silicone, solventes ou saponáceos;
- Não deixar os produtos e estofados expostos a raios solares, umidade, maresia, chuva e demais intempéries, uma vez que essas condições podem danificar o móvel, manchar a pintura, causar ferrugem nas estruturas e provocar outros danos às superfícies — exceto produtos específicos para áreas externas;
- Evitar sobrecarga, distribuindo o peso uniformemente sobre o produto, prateleiras e gavetas, quando houver;
- Não arrastar o móvel ao movimentá-lo e reapertar os parafusos sempre que necessário.